

SERVICEHOSE E.S.ACTIVE*



Platzierungsvorschläge Servicehose e.s.active		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 25
50	Unter linker Hosentasche	—	10 x 5	10 x 5
53	Oberschenkeleinsatz links	—	—	3 x 12
56	Linkes Schienbein	3 x 15	—	5 x 25
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 25
59	Unter rechter Hosentasche	—	10 x 5	10 x 5
62	Rechtes Schienbein	3 x 15	—	5 x 25
65	Oberschenkeleinsatz rechts	—	—	3 x 12
66	Linke Gesäßtasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
68	Linke Wade	3 x 15	—	5 x 25
70	Rechte Gesäßtasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
72	Rechte Wade	3 x 15	—	5 x 25

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.